

2025年7月

お客様各位

株式会社日本生物製剤  
〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-44-4  
電話: 03-3481-6061(代表)

### 改訂JIS規格適合に伴う商品仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

弊社の「JBPナノニードルシリーズ」につきまして、改訂された日本産業規格(JIS)への適合に伴い、別紙の通り商品の仕様を変更することになりましたのでご案内申し上げます。

これに伴い、これまで販売していた商品は在庫限りで販売を終了します。また、販売を終了した後、改訂JIS規格適合に伴い、対応がない規格については終売とさせていただきます。ご愛顧いただいているお客様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

本件に関するお問い合わせ先

株式会社日本生物製剤 国内営業部  
電話:03-3481-6061(代表) (平日9:00~17:00)

【新たに発売する商品】

販売名:JBPナノニードルPro(一般的名称:単回使用注射用針)

医療機器認証番号:230AFBZI00083000

管理区分:管理医療機器(クラスII)

外国製造医療機器特例認証取得者:FEEL TECH CO., LTD(大韓民国)

選任製造販売業者:株式会社日本生物製剤

JBPナノニードルProシリーズ

商品コード	JANコード	商品名	針の外径/内径(mm)	針基(接続口)の色	入り数
2103.1	08800145513982	JBPナノニードルPro 34Gx4mm	0.18/0.105	橙色	100本/箱
2102.1	08800145514002	JBPナノニードルPro 34Gx6mm	0.18/0.105	橙色	100本/箱
2101.1	08800145514026	JBPナノニードルPro 34Gx8mm	0.18/0.105	橙色	100本/箱
2105.1	08800145514248	JBPナノニードルPro 32Gx13mm	0.23/0.125	深緑色	100本/箱
2106.1	08800145514347	JBPナノニードルPro 31Gx13mm	0.25/0.146	白色	100本/箱
2109.1	08800145514361	JBPナノニードルPro 30Gx4mm	0.30/0.19	黄色	100本/箱
2108.1	08800145514408	JBPナノニードルPro 30Gx8mm	0.30/0.19	黄色	100本/箱
2107.1	08800145514446	JBPナノニードルPro 30Gx13mm	0.30/0.19	黄色	100本/箱

JBPナノニードルPro Uシリーズ

商品コード	JANコード	商品名	針の外径/内径(mm)	針基(接続口)の色	入り数
2202.1	08800145515061	JBPナノニードルProU 33Gx6mm	0.20/0.15	黒色	100本/箱
2201.1	08800145515085	JBPナノニードルProU 33Gx8mm	0.20/0.15	黒色	100本/箱
2205.1	08800145515146	JBPナノニードルProU 32Gx4mm	0.23/0.146	深緑色	100本/箱
2204.1	08800145515184	JBPナノニードルProU 32Gx8mm	0.23/0.146	深緑色	100本/箱
2203.1	08800145515221	JBPナノニードルProU 32Gx13mm	0.23/0.146	深緑色	100本/箱

【販売を終了する商品】

販売名:JBPナノニードル(一般的名称:単回使用注射用針)

医療機器認証番号:229AFBZI00046000

商品コード	JANコード	商品名	入り数	販売終了予想時期
1901.1	08809407780193	JBPナノニードル 34Gx4mm	100本/箱	販売終了
1902.1	08809407780209	JBPナノニードル 34Gx6mm	100本/箱	2025年8月
1903.1	08809407780216	JBPナノニードル 34Gx8mm	100本/箱	2025年8月
1904.1	08809407780162	JBPナノニードル 33Gx4mm	100本/箱	販売終了
1905.1	08809407780179	JBPナノニードル 33Gx8mm	100本/箱	販売終了
1906.1	08809407780186	JBPナノニードル 33Gx13mm	100本/箱	2025年10月
1907.1	08809407780117	JBPナノニードル 30Gx4mm	100本/箱	販売終了
1908.1	08809407780124	JBPナノニードル 30Gx8mm	100本/箱	2025年11月
1909.1	08809407780131	JBPナノニードル 30Gx13mm	100本/箱	2026年6月
1911.1	08809407780087	JBPナノニードル 27Gx25mm	100本/箱	2026年3月

販売名:JBPナノニードルPro(一般的名称:単回使用注射用針)

医療機器認証番号:230AFBZI00083000

商品コード	JANコード	商品名	入り数	販売終了予想時期
1980.1	08809407783590	JBPナノニードルPro 34Gx6mm	50本/箱	2025年8月
1978.1	08809407783651	JBPナノニードルPro 33Gx10mm	50本/箱	2026年5月

【個装箱】 入り数を100本／箱に統一します。

	JBPナノニードル	JBPナノニードルPro							
旧商品	入り数:100本／箱 【外装箱】  【サイズシール】 <table border="1"> <tr> <td><b>27G</b> 外径 0.400mm 内径 0.300mm <b>25mm</b></td> <td><b>30G</b> 外径 0.298mm 内径 0.198mm <b>13mm</b></td> <td><b>33G</b> 外径 0.250mm 内径 0.150mm <b>13mm</b></td> <td><b>34G</b> 外径 0.190mm 内径 0.090mm <b>8mm</b></td> </tr> </table>	<b>27G</b> 外径 0.400mm 内径 0.300mm <b>25mm</b>	<b>30G</b> 外径 0.298mm 内径 0.198mm <b>13mm</b>	<b>33G</b> 外径 0.250mm 内径 0.150mm <b>13mm</b>	<b>34G</b> 外径 0.190mm 内径 0.090mm <b>8mm</b>	入り数:50本／箱 【外装箱】  【サイズシール】 <table border="1"> <tr> <td><b>30G</b> 外径 0.298mm 内径 0.238mm <b>10mm</b></td> <td><b>33G</b> 外径 0.250mm 内径 0.190mm <b>10mm</b></td> <td><b>34G</b> 外径 0.190mm 内径 0.130mm <b>6mm</b></td> </tr> </table>	<b>30G</b> 外径 0.298mm 内径 0.238mm <b>10mm</b>	<b>33G</b> 外径 0.250mm 内径 0.190mm <b>10mm</b>	<b>34G</b> 外径 0.190mm 内径 0.130mm <b>6mm</b>
<b>27G</b> 外径 0.400mm 内径 0.300mm <b>25mm</b>	<b>30G</b> 外径 0.298mm 内径 0.198mm <b>13mm</b>	<b>33G</b> 外径 0.250mm 内径 0.150mm <b>13mm</b>	<b>34G</b> 外径 0.190mm 内径 0.090mm <b>8mm</b>						
<b>30G</b> 外径 0.298mm 内径 0.238mm <b>10mm</b>	<b>33G</b> 外径 0.250mm 内径 0.190mm <b>10mm</b>	<b>34G</b> 外径 0.190mm 内径 0.130mm <b>6mm</b>							



	JBPナノニードルPro	JBPナノニードルProU						
新商品	入り数:100本／箱 【外装箱】  【サイズシール】 <table border="1"> <tr> <td><b>34G</b> <b>8mm</b></td> <td><b>32G</b> <b>13mm</b></td> <td><b>31G</b> <b>13mm</b></td> <td><b>30G</b> <b>13mm</b></td> </tr> </table>	<b>34G</b> <b>8mm</b>	<b>32G</b> <b>13mm</b>	<b>31G</b> <b>13mm</b>	<b>30G</b> <b>13mm</b>	入り数:100本／箱 【外装箱】  【サイズシール】 <table border="1"> <tr> <td><b>33G</b> <b>8mm</b></td> <td><b>32G</b> <b>13mm</b></td> </tr> </table>	<b>33G</b> <b>8mm</b>	<b>32G</b> <b>13mm</b>
<b>34G</b> <b>8mm</b>	<b>32G</b> <b>13mm</b>	<b>31G</b> <b>13mm</b>	<b>30G</b> <b>13mm</b>					
<b>33G</b> <b>8mm</b>	<b>32G</b> <b>13mm</b>							

【個包装】 ハードキャップタイプに統一します。

	JBPナノニードル	JBPナノニードルPro
旧商品		



	JBPナノニードルPro	JBPナノニードルProU
新商品	 <div data-bbox="347 1025 555 1160"> <p><b>34G</b> [0.18 x 8mm]</p> <p>Feel Tech Co., Ltd. STERILE EO</p> </div> <div data-bbox="571 1048 609 1146"> <p>Model</p> <p>STERILE EO</p> <p>LOT</p> </div>	 <div data-bbox="928 1034 1129 1160"> <p><b>33G</b> [0.20 x 8mm]</p> <p>Feel Tech Co., Ltd. STERILE EO</p> </div> <div data-bbox="1145 1057 1184 1155"> <p>Model</p> <p>STERILE EO</p> <p>LOT</p> </div>
	<div data-bbox="347 1182 555 1308"> <p><b>32G</b> [0.23 x 13mm]</p> <p>Feel Tech Co., Ltd. STERILE EO</p> </div> <div data-bbox="571 1205 609 1303"> <p>Model</p> <p>STERILE EO</p> <p>LOT</p> </div>	<div data-bbox="928 1191 1129 1317"> <p><b>32G</b> [0.23 x 13mm]</p> <p>Feel Tech Co., Ltd. STERILE EO</p> </div> <div data-bbox="1145 1214 1184 1312"> <p>Model</p> <p>STERILE EO</p> <p>LOT</p> </div>
	<div data-bbox="347 1330 555 1456"> <p><b>31G</b> [0.25 x 13mm]</p> <p>Feel Tech Co., Ltd. STERILE EO</p> </div> <div data-bbox="571 1352 609 1451"> <p>Model</p> <p>STERILE EO</p> <p>LOT</p> </div>	
	<div data-bbox="347 1478 555 1603"> <p><b>30G</b> [0.30 x 13mm]</p> <p>Feel Tech Co., Ltd. STERILE EO</p> </div> <div data-bbox="571 1500 609 1599"> <p>Model</p> <p>STERILE EO</p> <p>LOT</p> </div>	

【針基(接続口)の色】

外径	旧商品	新商品
34G	外径:0.19mm、針基の色:無色 	外径:0.18mm、針基の色:橙色 
33G	外径:0.25mm、針基の色:青色 	外径:0.20mm、針基の色:黒色 
32G	(該当製品なし)	外径:0.23mm、針基の色:深緑色 
31G	(該当製品なし)	外径:0.25mm、針基の色:白色 
30G	外径:0.298mm、針基の色:黄色 	外径:0.30mm、針基の色:黄色(変更なし) 

以上